


Wb、Ihc、If、Elisa用抗チロシンヒドロキシラーゼモノクローナル抗体 - P07101

商品番号: CM0004093



前書き

ヒトチロシンヒドロキシラーゼ (TH、TYH) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。カテコールアミン研究やパーキンソン病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チロシンヒドロキシラーゼ ウサギmAb
別名	TYH; DYT14; DYT5b
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7054
GeneID	7054
免疫原	ヒトチロシンヒドロキシラーゼ (NP_954986.2) のアミノ酸411～528番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07101
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	保冷剤