


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗チロシンヒドロキシラーゼ

ウサギポリクローナル抗体 - P07101

商品番号: CM0012881



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質な抗チロシンヒドロキシラーゼウサギポリクローナル抗体。カテコールアミン生合成研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	チロシンヒドロキシラーゼ ウサギ pAb
備考/別名	TYH; DYT14; DYT5b; チロシンヒドロキシラーゼ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7054
遺伝子ID	7054
免疫原	ヒトチロシンヒドロキシラーゼ (NP_954986.2) のアミノ酸411-528に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07101
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ