


抗チロシン水酸化酵素ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P07101

商品番号: CM0016247



前書き

ヒトチロシン水酸化酵素に対するラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。カテコールアミン生合成の律速酵素を標的とし、神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チロシン水酸化酵素ラビット pAb
備考/別名	TYH; DYT14; DYT5b; チロシン水酸化酵素
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7054
免疫原	ヒトチロシン水酸化酵素 (NP_954986.2) のアミノ酸411-528に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07101
タンパク質分子量	45-59 kDa
配送	アイスバッグ