

Anti-U1A/Snrpa Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

商品番号: CM0008313



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAに対応し、ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証された、U1A/SNRPAを標的とする高特異性のウサギモノクローナル抗体。スプライソソームおよびRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	U1A/SNRPA Rabbit mAb
備考/エイリアス	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6626
GeneID	6626
免疫原	合成ペプチド ヒトU1A/SNRPA (P09012) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09012
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋