

ウエスタンブロッティング、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗U1A/Snrpa

ウサギポリクローナル抗体 - P09012

商品番号: CM0025341



前書き

U1A/SNRPAを標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。スプライセオソームおよびRNAプロセッシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	U1A/SNRPA ウサギ pAb
備考/別名	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6626
GeneID	6626
免疫原	ヒトU1A/U1A/SNRPA (NP_004587.1) のアミノ酸1-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09012
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ