

Anti-U2Af1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q01081

商品番号: CM0017765



前書き

U2AFスプライシング因子の35

kDaサブユニットであるヒトU2AF1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IP、ELISAでの実績があり、マウスおよびラットと交差反応します。pre-

mRNAスプライシングおよび診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	U2AF1 Rabbit pAb
別名	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7307
免疫原	ヒトU2AF1 (NP_006749.1) のアミノ酸1-100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01081
タンパク質分子量	28kDa
発送	氷袋