

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗U2Af2/U2Af65ポリクローナル抗体 - P26368

商品番号: CM0022389



前書き

ヒトU2AF2/U2AF65を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。スプライシング、3'末端プロセッシング、mRNA輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	U2AF2/U2AF65ウサギpAb
備考／別名	U2AF65; U2AF2/U2AF65
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11338
GeneID	11338
免疫原	ヒトU2AF2/U2AF65のアミノ酸192～471 (NP_001012496.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26368
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ