

WbおよびElisa用 Anti-Uaca ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzf9

商品番号: CM0028301

前書き

ヒトUACA（NUCLING）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。アポトーシスおよび細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UACA ウサギ pAb
備考/別名	NUCLING; UACA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55075
GeneID	55075
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZF9
タンパク質分子量	163kDa
発送	保冷バッグ