


Wb、If/Icc、Elisa用抗Uap1ウサギモノクローナル抗体 - Q16222

商品番号: CM0010899



前書き

ヒトUAP1（Q16222）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。UDP-GlcNAc生合成および自然免疫シグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UAP1ウサギmAb
備考／別名	AGX ; AGX1 ; AGX2 ; SPAG2 ; UAP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6675
GeneID	6675
免疫原	合成ペプチド ヒトUAP1（Q16222）のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16222
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ