


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Uap56/Ddx39B モノクローナル抗体 - Q13838

商品番号: CM0007990



前書き

ヒトUAP56/DDX39B (Q13838)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。組換え免疫原 (aa310-428)。mRNA核輸出およびスプライソソーム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UAP56/DDX39B ウサギ mAb
備考/別名	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7919
遺伝子ID	7919
免疫原	ヒトUAP56/DDX39B (Q13838) のアミノ酸310-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13838
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ