


Anti-Uap56/Ddx39Bポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13838

商品番号: CM0025422



前書き

UAP56/DDX39B

(BAT1)に対するウサギポリクローナル抗体。49 kDaのスプライソソームRNAヘリケースです。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。mRNAプロセッシングおよびエクスポートの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UAP56/DDX39B Rabbit pAb
備考/別名	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7919
GeneID	7919
免疫原	ヒト UAP56/DDX39B (NP_004631.1) のアミノ酸319-428に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13838
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ