


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Uba1ポリクローナル抗体 - P22314

商品番号: CM0017867



前書き

高品質なウサギ由来抗UBA1ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのUBA1（118 kDa）と反応し、ユビキチン・プロテアソーム系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBA1 ウサギ pAb
別名	AIS9; AIST; GXP1; UBE1; AIS9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
生物種	ヒト
遺伝子ID	7317
免疫原	ヒトUBA1（NP_695012.1）のアミノ酸300～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22314
タンパク質分子量	118kDa
発送方法	氷袋