


ウェスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Uba1/7 ウサギ Polymab® - P22314 / P41226

商品番号: CM0007828



前書き

ヒトUBA1およびUBA7（UniProt P22314/P41226）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ユビキチン経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	UBA1/7 ウサギ PolymAb®
備考/別名	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7317/7318
遺伝子ID	7317/7318
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22314/P41226
タンパク質分子量	118kDa/112kDa
発送方法	保冷剤