


Anti-Uba5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Gzz9

商品番号: CM0014309



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAで使用可能な、UBA5（ユビキチン様修飾酵素活性化酵素5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。UFMylation（ユブフミリン化）研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBA5 Rabbit pAb
備考/別名	DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79876
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUBA5 (NP_079094.1) のアミノ酸1-404に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZZ9
タンパク質分子量	45kDa

アイスパック