

抗Uba52ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa用途 - P62987

商品番号: CM0003467



前書き

ヒトUBA52(P62987)に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン-リボソーム融合タンパク質L40を検出し、ユビキチン経路および翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBA52 ウサギmAb
別名	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7311
GeneID	7311
免疫原	ヒトUBA52(P62987)のアミノ酸1-100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62987
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤