

抗Uba6ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用途） - A0Avt1

商品番号: CM0026263



前書き

ユビキチン活性化酵素UBA6（UBE1L2、E1-L2）に対する、検証済みのウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウス試料を用いたWB、IF/ICC、IP、ELISAに適しており、ユビキチン経路や生殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBA6 ウサギ pAb
備考・別名	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
生物種	ヒト
GeneID	55236
免疫原	ヒトUBA6（NP_060697.4）のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	A0AVT1
タンパク質分子量	118kDa
発送方法	保冷剤