

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ubac2 ポリクローナル抗体 - Q8Nbm4

商品番号: CM0015365

前書き

ユビキチン関連ドメイン含有タンパク質2 (UBAC2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ERファジーおよびWntシグナル伝達に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBAC2 ウサギ pAb
備考/別名	PHGDHL1; UBAC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	337867
遺伝子ID	337867
免疫原	ヒトUBAC2 (NP_001137544.1) のアミノ酸220-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBM4
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ