

Wb、Elisa用 Anti-Ubac2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nbm4

商品番号: CM0023044

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なAnti-UBAC2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのUBAC2（ERファジー受容体およびWntシグナル調節因子）と反応します。オートファジーおよびリンパ球シグナル伝達研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBAC2 ウサギ pAb
備考/別名	PHGDHL1, UBAC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	337867
GeneID	337867
免疫原	ヒトUBAC2 (NP_001137544.1) のアミノ酸220-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8NBM4
タンパク質分子量	39kDa
輸送	氷袋