

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Ubash3B ポリクローナル抗体 - Q8Tf42

商品番号: CM0030893



前書き

UBASH3B (STS-1/TULA-2)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応。受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達とユビキチン化経路の研究に最適。73kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBASH3B ウサギ pAb
備考/別名	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
種	ヒト
遺伝子ID	84959
免疫原	ヒトUBASH3B (NP_116262.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TF42
タンパク質分子量	73kDa
輸送	アイスパック