

Anti-Ube1L / Uba7 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P41226

商品番号: CM0006532



前書き

ヒトUbe1L/UBA7を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。ISG15コンジュゲーション（修飾）および抗ウイルス免疫の研究に最適です。 - 112kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ube1L / UBA7 Rabbit mAb
備考/別名	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7318
遺伝子ID	7318
免疫原	ヒトUbe1L / UBA7 (NP_003326.2) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41226
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋