

## Wb、Elisa用抗Ube2Bポリクローナル抗体 - P63146

商品番号: CM0026533



## 前書き

UBE2B (RAD6B) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットに対して交差反応性を示します。ユビキチン化経路、ヒストン修飾、DNA修復機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                         |
|------------|-------------------------------------------|
| 製品名        | UBE2B ウサギ pAb                             |
| 備考/別名      | HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B |
| 種          | ヒト                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7320                                      |
| 遺伝子ID      | 7320                                      |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                  |
| 起源         | ウサギ                                       |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                 |
| 用途         | WB、ELISA                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                |
| SWISS      | P63146                                    |
| タンパク質分子量   | 17kDa                                     |
| 輸送方法       | 氷袋                                        |