

WbおよびElisa用Anti-Ube2Cポリクローナル抗体 - O00762

商品番号: CM0022157



前書き

ヒトUBE2C (UbcH10)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。細胞周期調節およびユビキチン-

プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2C Rabbit pAb
備考/別名	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11065
GeneID	11065
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00762
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバック