

Anti-Ube2C Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O00762

商品番号: CM0005494



前書き

UBE2C (UbcH10)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA

に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2C Rabbit mAb
備考/別名	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11065
遺伝子ID	11065
免疫原	組換えタンパク質 ヒト TLR4 (NP_008950.1) のアミノ酸 1-179 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00762
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋