

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ube2Cウサギポリクローナル抗体 - O00762

商品番号: CM0025005



前書き

APC/Cを介した分裂期進行に必須のE2ユビキチン結合酵素であるUBE2C（UBCH10）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。細胞周期およびユビキチン化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2C ウサギ pAb
備考/別名	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11065
遺伝子ID	11065
免疫原	ヒトUBE2C (NP_008950.1) のアミノ酸1-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00762
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ