

Ihc-PおよびElisa用Anti-Ube2D1/Sftラビットモノクローナル抗体 - P51668

商品番号: CM0003698



前書き

ヒトUBE2D1/SFT

(UbcH5)を標的とする高特異性ラビットモノクローナル抗体。IHC-

PおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン経路およびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFT Rabbit mAb
備考/別名	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7321
免疫原	ヒトSFT (NP_003329.1) のアミノ酸50-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51668
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ