

抗Ube2D2ポリクローナル抗体（Wb用） - P62837

商品番号: CM0018476



前書き

ウサギ由来のヒトUBE2D2に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質分解とp53制御に関与するユビキチン結合酵素E2D2を標的としており、ユビキチン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2D2 Rabbit pAb
別名	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7322
遺伝子ID	7322
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62837
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋