

WbおよびElisa用抗Ube2D3ウサギポリクローナル抗体 - P61077

商品番号: CM0013606



前書き

UBE2D3 (UBCH5C) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン化、DNA修復、シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2D3 Rabbit pAb
備考／別名	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7323
遺伝子ID	7323
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61077
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ