

抗Ube2D4ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y2X8

商品番号: CM0029730

前書き

WBおよびELISAで実証済みのUBE2D4ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン結合酵素E2 D4（HBUCE1）、17 kDaを認識します。ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2D4 Rabbit pAb
別名	HBUCE1; UBE2D4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51619
GeneID	51619
免疫原	ヒトUBE2D4（NP_057067.1）のアミノ酸1-147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2X8
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋