


Wb、Elisa用 Anti-Ube2E1 ポリクローナル抗体 - P51965

商品番号: CM0017504



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-UBE2E1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUBE2E1（21 kDaのユビキチン結合酵素で、タンパク質分解とISGylationに関与）を検出します。ユビキチン経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2E1 ウサギ pAb
備考/別名	UBCH6; UBE2E1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7324
遺伝子ID	7324
免疫原	ヒトUBE2E1 (NP_003332.1) のアミノ酸1-50に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51965
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ