

Wb、Elisa用抗Ube2E2ポリクローナル抗体 - Q96Lr5

商品番号: CM0020553



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けのUBE2E2ウサギポリクローナル抗体（UBCH8）です。ヒトUBE2E2を認識し、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2E2 ウサギ pAb
備考/別名	UBCH8; UBE2E2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7325
免疫原	ヒトUBE2E2（NP_689866.1）のアミノ酸1-201番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96LR5
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋