


WbおよびElisa用 Anti-Ube2H ポリクローナル抗体 - P62256

商品番号: CM0029374



前書き

ヒトUBE2H（ユビキチン結合酵素E2 H、21kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ユビキチン化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2H ウサギ pAb
備考/別名	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7328
免疫原	ヒトUBE2H（NP_003335.1）の氨基酸1-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62256
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ