

Wb、Elisa用抗Ube2J2ポリクローナル抗体 - Q8N2K1

商品番号: CM0029554



前書き

ウサギ由来UBE2J2ポリクローナル抗体pAbです。ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットのUBE2J2を認識します。UBE2J2は小胞体（ER）に局在するE2ユビキチン結合酵素で、ERADおよびオートファジーの制御に関与しています。タンパク質分解経路の研究に最適な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗UBE2J2ポリクローナル抗体
別名	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	118424
免疫原	ヒトUBE2J2（NP_477515.2）の1-230アミノ酸配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8N2K1
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤梱包