

抗Ube2L3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P68036

商品番号: CM0028668



前書き

ヒトUBE2L3（ユビキチン結合酵素E2 L3）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ユビキチン経路の研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2L3 Rabbit pAb
別名	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7332
GeneID	7332
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUBE2L3 (NP_001243284.1) のアミノ酸73～212番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68036
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋