

Anti-Ube2L3 / Ubch7 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P68036

商品番号: CM0002596



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-Ube2L3 / UBCH7

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。ユビキチン結合酵素E2

L3（P68036）を標的とし、タンパク質分解および細胞周期進行に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ube2L3 / UBCH7 ウサギmAb
備考/別名	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7332
遺伝子ID	7332
免疫原	合成ペプチド ヒトUbe2L3 / UBCH7（P68036）のアミノ酸55-154領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68036
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ