

抗Ube2L6ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - O14933

商品番号: CM0006633



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗UBE2L6ウサギモノクローナル抗体です。ユビキチンおよびISG15結合におけるE2酵素であるヒト、マウス、ラットのUBE2L6（UBCH8/RIG-B）を検出します。ユビキチン-プロテアソーム研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2L6 ウサギmAb
備考／別名	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
対象種	ヒト
遺伝子ID	9246
免疫原	ヒトUBE2L6（NP_004214.1）のアミノ酸54～153番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14933
タンパク質分子量	18kDa
発送	氷袋梱包