

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Ube2L6 ウサギポリクローナル抗体 - O14933

商品番号: CM0028771



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのUBE2L6ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのUBE2L6（RIG-B/UbcH8）を認識します。これは、タンパク質分解と免疫シグナル伝達に参与するE2ユビキチン/ISG15結合酵素です。ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2L6 ウサギ pAb
備考/別名	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9246
遺伝子ID	9246
免疫原	ヒト UBE2L6 (NP_004214.1) のアミノ酸100-153に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14933
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ