

抗Ube2Nlポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q5Jxb2

商品番号: CM0030540

前書き

ヒトUBE2NL（推定ユビキチン結合酵素E2 N様）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。マウスと交差反応します。ユビキチン化研究および精巣上体組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2NL ウサギpAb
備考/別名	Li174, UBE2NL
種	ヒト
遺伝子ID	389898
免疫原	ヒトUBE2NLの1-100アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001013007.1)
宿主	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5JXB2
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスバッグ