

## Anti-Ube2N/Ubc13 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P61088

商品番号: CM0004286

### 前書き

本製品はウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのUbe2N（17 kDa）を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、DNA修復や免疫シグナル伝達経路におけるユビキチン結合酵素 E2 Nの研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 製品名       | Ube2N/Ubc13 ウサギmAb                                      |
| 別名        | UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13 |
| 対象種       | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID（ヒト） | 7334                                                    |
| 遺伝子ID     | 7334                                                    |
| 免疫原       | ヒトUbe2N/Ubc13（P61088）のアミノ酸1〜100番内の配列に対応する合成ペプチド         |
| 起源        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                               |
| 応用        | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                   |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS     | P61088                                                  |
| タンパク質分子量  | 17kDa                                                   |
| 輸送方法      | 保冷剤                                                     |