


Wb・Elisa用抗Ube2N/Ubc13ウサギポリクローナル抗体 - P61088

商品番号: CM0016253



前書き

Ube2N/Ubc13 ウサギpAbはユビキチン結合酵素E2 N (P61088) を標的とします。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA修復、ユビキチン化、細胞シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ube2N/Ubc13 ウサギpAb
備考/別名	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7334
GeneID	7334
免疫原	ヒトUbe2N/Ubc13 (NP_003339.1) のアミノ酸1~152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61088
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷剤