

Ihc-P、Elisa用 Anti-Ube2O ポリクローナル抗体 - Q9C0C9

商品番号: CM0019554



前書き

IHC-
PおよびELISAアプリケーション用に、ヒトUBE2O (E2-230K, 141 kDa)
を特異的に標的するウサギポリクローナル抗体。ユビ
キチン結合、TRAF6介在性NF-
kBシグナル伝達、およびBMP7介在性脂肪細胞分化の
研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2O Rabbit pAb
備考/別名	E2-230K; UBE2O
種	ヒト
遺伝子ID	63893
免疫原	ヒトUBE2O (NP_071349.3) のアミノ酸1073-1292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9C0C9
タンパク質分子量	141kDa
配送	アイスバッグ