

抗Ube2Oウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 - Q9C0C9

商品番号: CM0018313



前書き

ヒトUBE2O (E2-230K)に対するウサギポリクローナル抗体、KO検証済み。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン結合、接着、輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[KO検証済み] UBE2O ウサギpAb
備考／別名	E2-230K; 20
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63893
遺伝子ID	63893
免疫原	ヒトUBE2O (NP_071349.3)のアミノ酸1073～1292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C0C9
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	保冷剤