

## Wb、Elisa用 Anti-Ube2Q2 ポリクローナル抗体 - Q8Wvn8

商品番号: CM0027980



### 前書き

ヒトUBE2Q2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのUBE2Q2を認識し、分子量は43 kDaです。ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | UBE2Q2 Rabbit pAb                                               |
| 備考/別名       | UBE2Q2                                                          |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 92912                                                           |
| GeneID      | 92912                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトUBE2Q2 (NP_775740.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                          |
| SWISS       | Q8WVN8                                                          |
| タンパク質分子量    | 43kDa                                                           |
| 配送          | アイスバック                                                          |