

Anti-Ube2R2ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q712K3

商品番号: CM0030064



前書き

UBE2R2ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ユビキチン経路に参与するユビキチン結合酵素E2 R2（27 kDa、UniProt Q712K3）を標的とします。組換えイムノゲンを使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2R2 Rabbit pAb
備考/別名	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54926
遺伝子ID	54926
イムノゲン	組換えタンパク質[ヒトUBE2R2（NP_060281.2）の氨基酸1-238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q712K3
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋