

抗Ube2Sウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - Q16763

商品番号: CM0026899



前書き

ヒトUBE2Sを標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。APC/Cを介したユビキチン化と分裂期進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2S ウサギpAb
略称/別名	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	27338
GeneID	27338
免疫原	ヒトUBE2S (NP_055316.2) のアミノ酸1-222番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16763
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	氷袋同梱