

抗Ube2Sウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）、Wb、Elisa用 - Q16763

商品番号: CM0021517



前書き

細胞周期調節およびタンパク質分解に関与するユビキチン結合酵素であるヒトUBE2Sを標的とした、KO検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] UBE2S ウサギpAb
備考/別名	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
種	ヒト
GeneID	27338
免疫原	ヒトUBE2S (NP_055316.2) のアミノ酸122-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16763
タンパク質重量	24kDa
配送	アイスパック