

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Ube2Tウサギポリクローナル抗体 - Q9Npd8

商品番号: CM0028397



前書き

ヒトUBE2Tに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。DNA修復およびファンconi貧血研究に適しています。分子量：23kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2T ウサギ pAb
備考/別名	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29089
遺伝子ID	29089
免疫原	ヒトUBE2T (NP_054895.1) のアミノ酸1-197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPD8
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ