

Wb、Elisa用 Anti-Ube2V1 ポリクローナル抗体 - Q13404

商品番号: CM0029161



前書き

WBおよびELISA用の高品質ウサギポリクローナル抗UBE2V1抗体。ヒト、マウス、ラットのUBE2V1（K63結合型ユビキチン化とNF- κ Bシグナル伝達の主要なメディエーター）に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2V1 ウサギ pAb
備考/別名	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7335
GeneID	7335
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13404
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ