

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ube2V2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15819

商品番号: CM0027473



前書き

ヒトUBE2V2 (MMS2/UEV2)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ユビキチン化およびDNA修復研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2V2 ウサギ pAb
備考/別名	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVIT-1; UBE2V2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7336
免疫原	ヒトUBE2V2 (NP_003341.1) のアミノ酸1-145に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15819
タンパク質分子量	16kDa
輸送	氷袋