

ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Ube2Z ウサギポリクローナル抗体 - Q9H832

商品番号: CM0028608



前書き

ヒトUBE2Z（ユビキチン結合酵素E2 Z）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用です。マウスとの交差反応性があります。ユビキチン結合とアポトーシス制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2Z ウサギ pAb
備考/別名	USE1; HOYS7; UBE2Z
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65264
GeneID	65264
免疫原	ヒトUBE2Z (NP_075567.2)のアミノ酸115-354に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H832
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ