


抗Ube4Aモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14139

商品番号: CM0003092



前書き

ヒトUBE4A（E3/E4ユビキチンリガーゼ）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ユビキチン化およびタンパク質分解研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに最適です。分子量：123kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE4A ウサギmAb
別名	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
対象種	ヒト
遺伝子ID	9354
免疫原	ヒトUBE4A（Q14139）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q14139
タンパク質分子量	123kDa
輸送方法	氷袋